

各種検査に 機械部品 金属 繊維 紙
樹脂 生物組織 クラック 表面劣化 腐食



リアルタイムに
映像を確認!

※パソコンは付属致しません。
※専用ソフトをダウンロードしてお使いください。

MSN-500

USB MICROSCOPE

USB接続マイクロスコープ

商品情報は
こちらから



高画質
500万
画素



検査

パソコンに接続して、
簡易的な拡大観察が可能。



レポート・資料作り

500万画素の高画質で画像・動画の
保存ができます。



会議・プレゼン

複数人でリアルタイムに検査結果を
確認できます。


仕様

撮像素子	1/2.7CMOS
画素数	500万画素
解像度 (静止画・動画共通)	2592×1944, 2320×1744, 2048×1536, 1920×1080, 1280×1024
フレームレート	19~24fps
ファイル形式	静止画: JPEG形式 動画: AVI形式
フォーカス	手動
作動距離	約0~150mm (マイクロスコープをスタンドから外して使う場合)
観察範囲	約2.5~58mm
倍率	約10×~200× (27インチモニター使用時)
光源	白色LED×8個
インターフェース	USB2.0 Type-A
電源	USBポートより供給
対応OS	Windows 7, 8, 10, 11
パソコン推奨環境	CPUクロックスピード: 1.8GHz以上 メモリ: 1GB以上
対応言語	日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、 イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、 中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語
使用温度範囲	0℃~35℃
サイズ	マイクロスコープ本体: 約φ37×110mm スタンド: 約120×165×170mm ケーブル: 約1.5m
質量	本体: 約100g スタンド: 約410g
材質	本体・スタンド: ABS 支柱: ステンレス

商品コード	品番	標準小売価格	JANコード
140223	MSN-500	¥ 30,000	4975846 019799

複雑なセッティングは不要/
すぐにご使用いただけます!

簡易測定機能付



※測定値の精度は保証しておりません。
目安としてご使用ください。



ピント合わせが簡単な
専用スタンド付

付属品

- ・スタンド (組み立て式)
- ・簡易スケール … 1



※標準小売価格はすべて税抜価格となっています。
※サイズ・質量は概略です。
※外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに
変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があ
ります。

“測る”をつくる。
SK 新潟精機株式会社
〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号
☎ (0256) 33-5502(代) FAX (0256) 33-5528
URL <https://www.niigataseiki.co.jp>

2504

販売店